





COMMANDE DE MATERIELS DE PRELEVEMENT

(Pour analyses effectuées au LEAV)

Commande par : Tél: <input type="checkbox"/> Fax : <input type="checkbox"/> Courrier : <input type="checkbox"/> Mail : <input type="checkbox"/> Autres (préciser) :				
Demandeur :		Commandé le :		Visa :
URGENT	Oui: <input type="checkbox"/>	Non : <input type="checkbox"/>	Date souhaitée :	

Référence interne LEAV	Désignation	Facturation*	Conditionnement	Quantité commandée
BPE230COMF	Boîte contact (pour contrôle de surface)	Non	Unité	
BPE229HAIS	Boîte contact Slanetz - contrôle Entérocoques (pour contrôle nettoyage/désinfection)	Non	Coffret de 20	
MCB905SA3SS +MCB425COMR +MCB875SA3SS +MCB880SA3SS +PLF064COMEX	Boîte transport Avortement (comprenant 1 gant de délivrance, 1 tube sec 5ml, 1 aiguille, 1 pot 500 ml)	Non	Unité	
BBE110COMRX	Ecouvillon gel amies A/charbon	Non	Unité	
MCB1410SC24SS +PLS034SC24SS +ENT482COMR	Kit Avorton (comprenant 1 carton double plié, 1 sac étanche avec languette, 1 sac autoclave)	Non	Unité (kit)	
MCB121COMS +MCB017COMR +PLF064COMEX +MCB875SA3SS +MCB895SA3SS +PLS025COMR	Kit Avortement OSCAR (comprenant 1 carton isotherme, absorbant, 1 pot 500 ml, 3 portoirs, 16 tubes secs 5ml et 4 sachets)	Non	Unité (kit)	
PLC175COME	Ecouvillons stériles sec tige plastique Utilisation Hors analyses PCR 	Non	Unité	
PLC177SA2E	Ecouvillons stériles sec tige plastique COPAN Utilisation pour analyses PCR - recherche AIV	Non	Unité	
PLC179SA2E	Ecouvillons stériles sec tige ALU pointe RAYON Utilisation pour analyses PCR	Non	Unité	
PLS025COMR	Sachets de prélèvements sécurité Biohazard	Non	Unité	
PLF045COMEX	Flacon de prélèvement rond 180ml 	Non	Unité	
PLF041COME	Flacon de prélèvement rond 60ml (stérile) 	Non	Unité	
PLF065COMEX	Flacon de prélèvement carré hormonologie 500ml 	Non	Unité	
BBN045SAIRX	Kit Chiffonettes BN standard unitaire 2 gants avec neutralisant	Oui	Unité	
BBN022SAIRX	Kit sterisox 1 paire bouillon neutralisant	Oui	Unité	
BBN035SAIR	Trousse accessoires stériles (2 gants+ 2 surbottes)	Oui	Unité	

Référence interne LEAV	Désignation	Facturation*	Conditionnement	Quantité commandée
BSK110SA3R	Sérobuvard	Non	Unité	
MCB875SA3SS	VACUTAINER Tube sec 5ml à vide (bouchon rouge)	Non	Boîte de 50	
MCB880SA3SS	VACUTAINER Aiguille stérile 1.2*25mm 18 G I	Non	Boîte de 100	
MCB885SA3SS	VACUTAINER Corps éjectable (porte aiguille)	Non	Unité	
MCB871C24S	VACUTAINER Tube verre 5ml EDTA (bouchon violet)	Non	Boîte de 100	
MCB873HA4S	VACUTAINER Tube plastique pour recherche oligo-éléments, 6.0mL K2 EDTA (bouchon bleu)	Non	Unité	
MCB895SA3SS	VACUTAINER Portoir plastique pour 10 tubes	Non	Unité	
MCB900SA3SS	VACUTAINER Boîte retour pour 10 tubes	Non	Unité	
Support de demande d'analyses :				
<input type="checkbox"/> Analyses sur prélèvements sanguins (CRES) Bovins, ovins, caprins <input type="checkbox"/> Analyses sur prélèvements sanguins (CRES) Porcins <input type="checkbox"/> Mérite contagieuse des équidés, Anémie infectieuse, Artérite virale		Non	Unité	

* Non : pas de facturation sauf si les analyses sont effectuées dans un autre laboratoire que le LEAV

Mention CNIL :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Département de la Vendée pour assurer la gestion et le suivi de cette commande ainsi que pour établir des statistiques. Nous vous informons que les données vous concernant seront traitées de façon confidentielle. Elles sont conservées pendant la durée du traitement de cette commande et sont destinées aux services du Département de la Vendée. Seules les personnes habilitées pourront accéder à vos données à des fins strictement interne. Conformément à la loi "Informatiques et Libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le correspondant informatique et libertés à l'adresse électronique suivante : cil@vendee.fr ou bien par voie postale : Correspondant Informatique et Libertés, 40 rue du Maréchal Foch, 85923 La Roche sur Yon Cedex 9

J'accepte que mes données à caractères personnel soient utilisées afin d'enregistrer cette commande, et d'en assurer la gestion et le suivi ainsi que pour établir des statistiques.

Champ obligatoire

PARTIE RESERVEE AU LEAV

Commande traitée le .

Visa :

Adressée au destinataire par :

Navette:

Poste :

Autres (préciser) :

Commande déstockée TMPI le .

Visa :

Facturation :

Gratuit:

A Facturer :

Libellé :

Montant HT:

N° facture :

Réf : DEPTSA0ANA001c / Révision 10 / Date d'application : 06/01/2025